

Chirurginės kabutės ir hemostatinė medžiaga

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas ir techninė specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 24 mėn.
1	<p>Titaninės arba lygiavertės hemostatinės kabutės mažo dydžio. Kabutė vidinėje dalyje turi turėti mažiausiai dviem kryptimis einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. Kabutė turi gerai laikytis klipsatoriuje, kol neuždėta ant kraujagyslės, o ją uždėjus, gerai laikytis ant kraujagyslės. Atidarytos kabutės žiotys 1,9-3,3 mm pločio (atstumas tarp į klipsatorių įdėtos kabutės galų vidinio paviršiaus). Uždarytos kabutės ilgis 3,5-3,7 mm. Apkaboje <math>6 \pm 1</math> vnt. kabučių. Būtinai patvirtinimas, kad šios kabutės suderinamos su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Tiekėjas turi nemokamai (panaudai) pateikti kabučių uždėjimui tinkančius to paties gamintojo klipsatorius arba pateikti techninius siūlomų kabučių ir klipsatorių suderinamumo dokumentus; klipsatoriai pateikiami laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos įsigytos kabutės, susidėvėję keičiami (kalibruojami) per 3 (tris) darbo dienas. Klipsatorių darbinis ilgis 19-20 cm (18 vnt) ir 27,5-28,5 cm (5 vnt), abiejų lenktumas <math>15^{\circ}</math>-<math>20^{\circ}</math> kampų, spalvinė koduotė, atitinkanti kabutės kasetės spalvą, plaunami automatinėse plovimo mašinose, sterilizuojami garais.</p>	kasetė ( $6 \pm 1$ vnt. kabučių)	12100

2	<p>Titaninės arba lygiavertės hemostatinės kabutės mažo/vidutinio dydžio. Kabutė vidinėje dalyje turi turėti mažiausiai dviem kryptimis einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. Kabutė turi gerai laikytis klipsatoriuje, kol neuždėta ant kraujagyslės, o ją uždėjus, gerai laikytis ant kraujagyslės. Atidarytos kabutės žiotys 3-4,9 mm pločio (atstumas tarp į klipsatorių įdėtos kabutės galų vidinio paviršiaus). Uždarytos kabutės ilgis 5,3-6,0 mm. Apkaboje <math>6 \pm 1</math> vnt. kabučių. Būtinasis patvirtinimas, kad šios kabutės suderinamos su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Tiekėjas turi nemokamai (panaudai) pateikti kabučių uždėjimui tinkančius to paties gamintojo klipsatorius arba pateikti techninius siūlomų kabučių ir klipsatorių suderinamumo dokumentus; klipsatoriai pateikiami laikotarpiui, kol bus sunaudotos visos įsigytos kabutės, susidėvėję keičiami (kalibruojami) per 3 (tris) darbo dienas. Klipsatorių darbinis ilgis 19-20 cm (27 vnt) ir 27,5-28,5 cm (9 vnt), abiejų lenktumas <math>15^{\circ}</math>-<math>20^{\circ}</math> kampu, spalvinė koduotė, atitinkanti kabutės kasetės spalvą, plaunami automatinėse plovimo mašinose, sterilizuojami garais.</p>	kasetė ( $6 \pm 1$ vnt. kabučių)	7850
3	<p>Hemostatinė medžiaga (retas tinklas) <math>5 \pm 0.2</math> x <math>35 \pm 0.2</math> cm (sterilus, megzto audinio gaminys, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės arba lygiavertės medžiagos; bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus; hemostatikas, pritaikytas vietiškai, prilimpa prie audinių, nemigruoja, efektyviai sustabdo kraujavimą; produkto saugojimo temperatūra apie <math>15^{\circ}</math> - <math>30^{\circ}</math> C; rezorbuojasi per 7 - 14 dienų)</p>	vnt.	1500

4	Hemostatinė medžiaga (retas tinklas) $5 \pm 0.2$ cm x $7.5 \pm 0.2$ cm (sterilus, megzto audinio gaminys, pagamintas iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės arba lygiavertės medžiagos; bakteriocidinis vietinis poveikis prieš Gram teigiamus ir Gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant aerobus bei anaerobus; hemostatikas, pritaikytas vietiškai, prilimpa prie audinių, nemigruoja, efektyviai sustabdo kraujavimą; produkto saugojimo temperatūra apie $15^{\circ}$ - $30^{\circ}$ C; rezorbuojasi per 7 – 14 dienų.)	vnt.	6000
---	---	------	------

*Papildomi reikalavimai:*

1. Siūlomos prekės privalo būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai išbandymui.
3. Prekių galiojimo trukmė turi būti ne mažesnė nei 12 mėnesių nuo pristatymo datos.